

Gehäuseheizhauben Serie HM-MPE

für Betriebstemperaturen bis 450°C



- für drei unterschiedliche Kolbengrößen
bis zu 3 Liter Inhalt
- mit eingebautem Regler zur stufenlosen
Leistungsanpassung
- flexibler Glasseide-Heizkörper (Multi)
schonende Behandlung der Glasgefäße
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rückseite ermöglichen den Anschluss
einer Stativklemme (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- **CE**
*unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach
den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter
Normen*



Technische Daten

HM-MPE



Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Schutzart	Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schuko-Stecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung

3 Heizzonen

Leistung



3 Schalterstellungen = 3 Kolbengrößen

Bestelldaten

Inhalt ml / l	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
50 - 250	51 - 85	160	3	175 x 180	93000250
250 - 1000	85 - 131	350	3	220 x 190	93001000
1 - 3	131 - 185	700	3	300 x 220	93003000

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

Zubehör

Stativklemme Typ HM-SK	Art.-Nr. 97000001
Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 13 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten	

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

MOHR & CO

Winkler AG
D-69181 Leimen

Gottlieb-Daimler-Straße 2
Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94

mohr@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de