

Standardheizhauben Serie WMO-G

für Betriebstemperaturen bis 450°C



- für Rundkolben bis zu 20 Liter Inhalt
- flexibler Glasseide-Heizkörper
gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glasgefäße
- qualitativ hochwertige Ausführung
von Hand gehäkelt
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- ab 500 ml mit einem Bodenloch Ø 60 mm
für den Einsatz mit unserem Magnetrührer HM-MR3000
- serienmäßig mit vier Befestigungshaken
mit entsprechendem Zubehör können die Heizhauben mit wenigen Handgriffen kippsicher aufgestellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und Arbeitsaufbauten eingesetzt werden
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- **CE**
unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter Normen




Technische Daten

WMO-G

| | |
|----------------------|---|
| Nennspannung | 230 V AC |
| Nennleistung | siehe Bestelldaten |
| Heizzonen | siehe Bestelldaten |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 00 |
| Heizleitertemperatur | max. 450°C |
| Netzanschlussleitung | 1,5 m mit Schukostecker, Heizzonenschalter und Personenschutzschalter |

Heizzonenschaltung

Schalterstellung 0 1 2 3



Bestelldaten

| Inhalt ml / l | Glaskolben Ø mm | Leistung W | Heizzonen | Abmessung Ø x H mm | Art.-Nr. |
|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| 25 | 41 | 65 | 1 | 110 x 60 | 85000025 |
| 50 | 51 | 75 | 1 | 120 x 70 | 85000050 |
| 100 | 64 | 120 | 1 | 150 x 80 | 85000100 |
| 250 | 85 | 180 | 2 | 160 x 90 | 85000250 |
| 500 | 105 | 250 | 2 | 180 x 100 | 85000500 |
| 1 | 131 | 450 | 2 | 210 x 110 | 85001000 |
| 2 | 166 | 600 | 2 | 250 x 140 | 85002000 |
| 3 | 185 | 800 | 2 | 280 x 150 | 85003000 |
| 4 | 207 | 900 | 2* | 290 x 160 | 85004000 |
| 5 | 223 | 1200 | 2* | 310 x 160 | 85005000 |
| 6 | 236 | 1400 | 2* | 330 x 170 | 85006000 |
| 10 | 279 | 2000 | 2* | 390 x 200 | 85010000 |
| 20 | 345 | 2200 | 2* | 480 x 270 | 85020000 |

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen und liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

Zubehör

| | | |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| Dreifuß | Serie HM-DF | zur Verbesserung der Standfestigkeit |
| Tragring | Serie HM-TR | zur Befestigung in Stativaufbauten |

MOHR & CO

Winkler AG
D-69181 Leimen

Gottlieb-Daimler-Straße 2
Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94

mohr@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de